

Manugrip

Dear Customer, We appreciate the confidence placed on a product EMO. Choosing a brace Manugrip brand you have purchased a quality product and high level medical doctor. Read these instructions carefully. If you have any questions please contact your doctor or your specialist.

REGULATIONS

The medical device complies with Regulation (EU) 2017/745 of the European Parliament and of the Council on medical devices and the respective national regulations. Class I medical device, non-sterile, without measurement function.

DESCRIPTION AND FEATURES

The MQ701 Manugrip is an immobilizing brace wrist joint. It has an anatomical shape that stabilizes and immobilizes the joint maintaining the mobility of the fingers. Technologically Advanced: manufacture by micro - fusion avoids overpressure and scratches as it is made without seams. Lightweight : materials made of maximum strength and minimum thickness. It incorporates aluminum plates and removable shaped: palmar, ulnar and radial . Placement with a single hand: adjustment straps close on themselves to facilitate colocation.El adjustment is made using some straps passing through buckles mutiplican a pulling force and easy adjustment. Breathable fabric foamed. Bilateral. S (14-18 cm), L (18-22 cm)

INDICATIONS

Injuries to the wrist -joint without fracture, controlled immobilization of the joint, joint instability, carpal tunnel syndrome, post -operative synovitis,degenerative osteoarthritis, recurrent sprains wrist.

INSTRUCTIONS FOR USE AND PLACEMENT

The product should be adapted by the prosthetist or by the physician individually for each patient. The correct choice of size is essential to achieve maximum effectiveness of treatment and prolong the life of the garment. Loosen the straps and secure about themselves . Check the conformation of the strips and adapted to the morphology of the patient , if necessary. Enter the injured hand and adjust. The patient can get on and off the cuff without mobilizing Just The Tip, facilitating rehabilitation exercises and personal hygiene.

PRECAUTIONS

Follow the manufacturer's directions for proper orthosis placement. Follow the instructions or recommendations of the prescriber or healthcare personnel. For a personalized adaptation, consult

a specialist. If there is ongoing pain, it is advisable to contact a healthcare professional. If you experience any allergic reaction to remove the product and consult with the prescribing physician. Do not expose the garment to a flame or source of heat at very high temperatures. Store at room temperature, preferably in the original container. Warranty within the framework of the laws.

CLEANING AND MAINTENANCE

Hand wash with warm water (max. 30 °) and neutral soap. During washing, if the garment has Velcro, they must stick together or keep them closed. Dry at room temperature. Do not iron the garment shop. Contact with ointments, creams, alcohol and solvents can damage the garment.




QUALITY CERTIFICATES

All materials used have been tested , comply with European regulations, are high quality and offer maximum safety and comfort during use. Öko -Tex Standard 100: textile eco-label awarded after the completion of a catalog of criteria for analysis that guarantees the absence of substances harmful to health. Certifies the absence of harmful substances in all materials with which a garment is made.

NOTICE

To dispose of the product, use the solid waste container. For the disposal of the container, depending on its material, use the paper / cardboard container or the plastic container. In any case, you must strictly comply with the regulations of the country. Any serious incident related to the product must be reported to the manufacturer and to the competent authority of the Member State in which the user and / or the patient are established.



Manugrip

Cher client, Nous vous remercions de la confiance placée sur un EMO de produits. Choisir une marque de Manugrip accolade que vous avez acheté un produit de qualité et de haute médecine de niveau. Lire attentivement ces instructions. Si vous avez des questions, veuillez communiquer avec votre médecin ou votre spécialiste.

RÈGLEMENTS

Le dispositif médical est conforme au règlement (UE) 2017/745 du Parlement européen et du Conseil sur les dispositifs médicaux et aux réglementations nationales respectives. Dispositif médical de classe I, non stérile, sans fonction de mesure.

DESCRIPTION ET CARACTÉRISTIQUES

Le Manugrip MQ701 est une articulation du poignet de croisillon d'immobilisation. Il a une forme anatomique qui stabilise et immobilise l'articulation en maintenant la mobilité des doigts. Technologiquement avancée: fabrication de micro-fusion évite les surpressions et rayures comme elle est faite sans coutures. Léger: matériaux faits de la force maximale et l'épaisseur minimum. Il intègre des plaques d'aluminium et amovible en forme: palmaires , cubital et radial . Placement d'une seule main: sangles de réglage à proximité d'eux-mêmes afin de faciliter l'ajustement colocation.El est faite en utilisant des sangles passant dans des boucles mutiplican une force de traction et de réglage facile. Tissu respirant mousse. Bilatérale. S (14-18 cm), L (18-22 cm).

INDICATIONS

Les blessures au poignet sans fracture, immobilisation contrôlée de l', instabilité articulaire commune, le syndrome du canal carpien, la synovite post-opératoire, l'arthrose, les entorses récurrentes poignet .

INSTRUCTIONS POUR L'UTILISATION ET L'INSTALLATION

Le produit doit être adapté par le prothésiste ou par le médecin individuellement pour chaque patient. Le choix de la taille est essentielle pour atteindre une efficacité maximale du traitement et de prolonger la vie du vêtement. Détacher les sangles et sûrs d'eux. Contrôler la conformation des bandes et adapté à la morphologie du patient, si nécessaire. Entrez le blessé à la main et à régler. Le patient peut monter et descendre le brassard sans mobiliser que la pointe, ce qui

facilite les exercices de rééducation et l'hygiène personnelle.

PRÉCAUTIONS

Suivez les instructions du fabricant pour un placement correct de l'orthèse. Suivez les instructions ou les recommandations du prescripteur ou du personnel soignant. Pour une adaptation personnalisée, consultez un spécialiste. En cas de douleur persistante, il est conseillé de contacter un professionnel de la santé.Si vous ressentez une réaction allergique à retirer le produit et consulter le médecin prescripteur. Ne pas exposer le vêtement à une flamme ou source de chaleur à des températures très élevées. Stocker à température ambiante, de préférence dans l'emballage d'origine. Garantie dans le cadre des lois.

NETTOYAGE ET ENTRETIEN

Lavage à la main à l'eau tiède (max. 30 °) et du savon neutre. Pendant le lavage, si le vêtement a Velcro, ils doivent rester ensemble ou de les garder fermés. Sécher à température ambiante. Ne pas repasser la boutique de vêtements. Le contact avec des pommades, des crèmes, l'alcool et les solvants peuvent endommager le vêtement.



CERTIFICATS DE QUALITÉ

Tous les matériaux utilisés ont été testés, conforme à la réglementation européenne, sont de haute qualité et offre un maximum de sécurité et de confort lors de l'utilisation. Öko-Tex Standard 100: textile éco- label décerné à l'issue d'un catalogue de critères d'analyse qui garantit l'absence de substances nocives pour la santé. Certifie l'absence de substances nocives dans tous les matériaux avec lesquels un vêtement est fait .

REMARQUER

Pour éliminer le produit, utilisez le conteneur de déchets solides. Pour l'élimination du conteneur, en fonction de son matériau, utilisez le conteneur en papier / carton ou le conteneur en plastique. Dans tous les cas, vous devez vous conformer strictement à la réglementation du pays. Tout incident grave lié au produit doit être signalé au fabricant et à l'autorité compétente de l'État membre dans lequel l'utilisateur et / ou le patient sont établis.

Manugrip

Estimado cliente, le agradecemos la confianza puesta en un producto EMO. Escogiendo una ortesis de la marca Manugrip usted ha adquirido un producto de calidad y de alto nivel médico sanitario. Lea estas instrucciones atentamente. Si tiene alguna duda contacte con su médico o con su establecimiento especializado.

NORMATIVA

El producto sanitario cumple el Reglamento 2017/745 del Parlamento Europeo y del Consejo sobre productos sanitarios y las respectivas regulaciones nacionales. Producto sanitario Clase I, no estéril sin función de medición.

DESCRIPCIÓN Y CARACTERÍSTICAS

La MQ701 Manugrip es una ortesis inmovilizada de la articulación de muñeca. Tiene una forma anatómica que estabiliza e inmoviliza la articulación manteniendo la movilidad de los dedos. Tecnológicamente avanzada: la fabricación mediante micro-fusión evita sobrepresiones y rozaduras ya que está fabricada sin costuras. Ligera: confeccionada con materiales de máxima resistencia y mínimo espesor. Incorpora unas pletinas conformadas de aluminio y extraíbles: palmar, cubital y radial. Colocación con una sola mano: cinchas de ajuste que cierran sobre sí mismas para facilitar su colocación. El ajuste se realiza mediante unas cinchas que pasan a través de unas hebillas que mutiplican la fuerza de tracción y facilitan su ajuste. Tejido transpirable foamizado. Bilateral. S (14-18 cm), L (18-22 cm)

INDICACIONES

Traumatismos para-articulares de muñeca sin fractura, inmovilización controlada de la articulación, inestabilidad articular, síndrome del túnel carpiano, post-operatorio de sinovitis, osteoartritis degenerativas, esguinces recidivantes de muñeca.

INSTRUCCIONES DE USO Y COLOCACIÓN

El producto debe ser adaptado por el Técnico Ortopédico o por el facultativo de forma individualizada para cada paciente. La correcta elección de la talla es fundamental para conseguir la máxima eficacia del tratamiento así como prolongar la vida útil de la prenda. Aflojar las cinchas y fijar sobre sí mismas. Comprobar la conformación de los flejes y adaptar a la morfología del paciente si fuera necesario. Introducir la mano lesionada y ajustar. El paciente se puede quitar y poner la muñequera sin movilizar apenas la extremidad, facilitando los ejercicios de rehabilitación y la higiene personal.

PRECAUCIONES

Siga las indicaciones del fabricante para una correcta colocación de la ortesis. Siga las indicaciones o recomendaciones del prescriptor o del personal sanitario. Para una adaptación personalizada, consulte a un especialista. Si existe dolor de manera continuada, es aconsejable contactar con un profesional sanitario. Si se produjese alguna reacción alérgica retirar el producto y consultar con el médico prescriptor. No exponer la prenda a una llama o fuente de calor a temperaturas muy elevadas. Guardar a temperatura ambiente, preferentemente en el envase de origen. Garantía dentro del marco de las disposiciones legales.

LAVADO Y MANTENIMIENTO

Lavar a mano con agua tibia (máximo 30º) y jabón neutro. Durante el lavado, si la prenda dispone de velcros, éstos se deben pegar entre sí o mantenerlos cerrados. Secar a temperatura ambiente. No tienda ni planche la prenda. El contacto con pomadas, cremas, alcoholes y disolventes puede deteriorar la prenda.



CERTIFICADOS DE CALIDAD


Todos los materiales utilizados han sido testados, cumplen con la normativa europea aplicable, son de alta calidad y ofrecen la máxima seguridad y comodidad durante su utilización. Certificado Öko-Tex Standard 100: Etiqueta ecológica textil concedida tras la realización de un catálogo de criterios de análisis que garantiza la ausencia de sustancias perjudiciales para la salud. Certifica la ausencia de sustancias nocivas en todos los materiales con los que está confeccionada una prenda.

AVISO

Para la eliminación del producto utilizar el contenedor de residuos sólidos. Para la eliminación del del envase, dependiendo del material del mismo, utilizar el contenedor del papel/cartón o el contenedor del plástico. En todo caso se debe cumplir estrictamente con la normativa del país. Cualquier incidente grave relacionado con el producto debe comunicarse al fabricante y a la autoridad competente del Estado miembro en el que estén establecidos el usuario y/o el paciente.

Manugrip

Inmovilizadora de muñeca MQ701



ESPECIALIDADES MÉDICO ORTOPÉDICAS, S.L.
Pol. Ind. La Pascualeta - Camino de La Pascualeta, 40
46200 Paiporia (Valencia) España
www.emo.es +34 963 132 051



MADE IN SPAIN



V.1 05/2021

Manugrip

Sehr geehrter Kunde , Wir schätzen das Vertrauen auf ein Produkt EMO platziert . Die Wahl eines Klammer Manugrip Marke, die Sie ein qualitativ hochwertiges Produkt und hohe Arzt erworben haben. Lesen Sie diese Anweisungen sorgfältig . Wenn Sie Fragen haben, wenden Sie sich bitte an Ihren Arzt oder Spezialisten .

VERORDNUNGEN

Das Medizinprodukt entspricht der Verordnung (EU) 2017/745 des Europäischen Parlaments und des Rates über Medizinprodukte sowie den jeweiligen nationalen Vorschriften. Medizinisches Gerät der Klasse I, nicht steril, ohne Messfunktion.

KURZBESCHREIBUNG UND MERKMALE

Der MQ701 Manugrip ist eine Immobilisierung Klammer Handgelenk. Es hat eine anatomische Form, die immobilisiert und stabilisiert das Gelenk Aufrechterhaltung der Beweglichkeit der Finger. Technologisch fortschrittliche: Herstellung von Mikro- Fusion verhindert Überdruck und Kratzer, wie es ohne Nähte hergestellt wird. Leichtgewicht: Materialien der Maximalkraft und der minimalen Dicke hergestellt . Es enthält Aluminiumplatten und abnehmbare geformt: palmar, ulnar und radial. Placement mit einer Hand: einstellbarer Riemen enger an sich colocación. El Erleichterung der Anpassung erfolgt über einige Bänder, die durch Schnallen mutiplican eine Zugkraft und einfache Einstellung. Atmungsaktives geschäumt. Bilaterale. S (14-18 cm) , L (18-22 cm)

INDIKATIONEN

Verletzungen des Handgelenkes ohne Bruch, kontrollierte Immobilisierung des Gelenks Gelenkinstabilität, Karpaltunnelsyndrom, postoperative Synovitis, degenerative Arthrose, Verstauchungen wiederkehrenden Handgelenk.

HINWEISE FÜR DIE INSTALLATION

Das Produkt sollte von der Orthopädie oder vom Arzt individuell angepasst werden für jeden Patienten. Die richtige Wahl der Größe ist wichtig, um maximale Wirksamkeit der Behandlung zu erreichen und verlängern die Lebensdauer des Kleidungsstücks . Lösen Sie die Gurte und sichern über sich. Überprüfen der Konformation der Streifen und an die Morphologie des Patienten, falls erforderlich. Geben Sie die verletzte Hand und einstellen. Der Patient kann auf und aus dem Stegreif ohne Mobilisierung gerade die Spitze , die Erleichterung Rehabilitation Übungen und persönliche Hygiene zu erhalten.

VORSICHTSMASSNAHMEN

Befolgen Sie die Anweisungen des Herstellers für die richtige Platzierung der Orthese. Befolgen Sie die Anweisungen oder Empfehlungen des verschreibenden Arztes oder des Gesundheitspersonals. Wenden Sie sich für eine personalisierte Anpassung an einen Spezialisten. Bei anhaltenden Schmerzen ist es ratsam, sich an einen Arzt zu wenden. Sollten Sie eine allergische Reaktion auf das Produkt zu entfernen und Rücksprache mit dem behandelnden Arzt. Setzen Sie das Kleidungsstück auf eine Flamme oder Hitzequelle bei sehr hohen Temperaturen. Lagerung bei Raumtemperatur, vorzugsweise in der Originalverpackung aufbewahren. Garantie im Rahmen der Gesetze.

REINIGUNG UND PFLEGE

Hand in warmem Wasser (max. 30 °) und neutraler Seife . Beim Waschen, wenn das Kleidungsstück hat Velcro, müssen sie zusammenhalten oder geschlossen zu halten . Trocken bei Raumtemperatur . Nicht bügeln die Bekleidungs-Shop. Kontakt mit Salben, Cremes können Alkohol und Lösungsmittel beschädigen das Kleidungsstück.

QUALITÄT SZERTIFIKATE

Alle verwendeten Materialien wurden getestet, entsprechen den europäischen Vorschriften, sind von hoher Qualität und bieten ein Höchstmaß an Sicherheit und Komfort während der Verwendung. Öko -Tex Standard 100: textile Öko-Label nach der Fertigstellung eines Kriterienkatalogs für die Analyse, die die Abwesenheit von Substanzen gesundheitsschädlich garantiert vergeben. Bestätigt die Abwesenheit von Schadstoffen in allen Materialien, mit denen ein Kleidungsstück ist.

WARNUNG

Verwenden Sie zur Entsorgung des Produkts den Abfallbehälter. Verwenden Sie zur Entsorgung des Behälters je nach Material den Papier- / Kartonbehälter oder den Kunststoffbehälter. In jedem Fall müssen Sie die Vorschriften des Landes strikt einhalten. Jeder schwerwiegende Vorfall im Zusammenhang mit dem Produkt muss dem Hersteller und der zuständigen Behörde des Mitgliedsstaats gemeldet werden, in dem der Benutzer und / oder der Patient ansässig sind.

Manugrip

Gentile Cliente, La ringraziamo per la fiducia riposta su un EMO prodotto. La scelta di un marchio Manugrip doppietta avete acquistato un prodotto di qualità e medico di alto livello. Leggere attentamente le istruzioni. Se avete domande si prega di rivolgersi al proprio medico o lo specialista.

NORMATIVA

Il dispositivo medico è conforme al Regolamento (UE) 2017/745 del Parlamento Europeo e del Consiglio sui dispositivi medici e alle rispettive normative nazionali. Dispositivo medico di classe I, non sterile, senza funzione di misurazione.

DESCRIZIONE E CARATTERISTICHE

Il Manugrip MQ701 è un polso tutore immobilizzante. Ha una forma anatomica che stabilizza e immobilizza l'articolazione mantenere la mobilità delle dita. Tecnicamente avanzata: fabbricazione di micro - fusione evita sovrappressione e graffi come si è fatto, senza cuciture. Leggero: materiali in massima resistenza e minimo spessore. Esso incorpora piastre in alluminio e smontabile a forma: Palmar, ulnare e radiale. Posizionamento con una sola mano: cinghie di regolazione chiudono su se stessi per facilitare la regolazione colocación. El è fatta usando alcune cinghie che passano attraverso fibbie mutiplican una forza di trazione e di facile regolazione. Tessuto traspirante schiumato. Bilaterale. S (14-18 cm) , L (18-22 cm)

INDICAZIONI

Le lesioni al polso-giunto senza fratture, immobilizzazione controllata del comune, instabilità articolare , sindrome del tunnel carpale, sinovite postoperatorio, artrosi, distorsioni ricorrenti polso.

ISTRUZIONI PER L'USO E IL POSIZIONAMENTO

Il prodotto deve essere adattato dal tecnico ortopedico o dal medico individualmente per ogni paziente . La corretta scelta della dimensione è essenziale per ottenere la massima efficacia del trattamento e prolungare la durata dell'indumento . Allentare le cinghie e fissare su se stessi. Controllare la conformazione delle strisce e adattato alla morfologia del paziente, se necessario. Immettere la mano ferita e regolare. Il paziente può salire e scendere il bracciale senza mobilitare solo la punta, facilitando esercizi di riabilitazione e per l'igiene personale.

PRECAUZIONI

Seguire le indicazioni del produttore per il corretto posizionamento dell'ortesi. Seguire le istruzioni o le raccomandazioni del medico prescrittore o del personale sanitario. Per un adattamento personalizzato, consultare uno specialista. Se il dolore è in corso, è consigliabile contattare un operatore sanitario. Se si verifica una reazione allergica per rimuovere il prodotto e consultare il medico curante. Non esporre il capo di una fiamma o fonte di calore a temperature molto elevate. Conservare a temperatura ambiente, preferibilmente nel contenitore originale. Garanzia nel quadro delle leggi.

PULIZIA E MANUTENZIONE

Lavare a mano con acqua calda (max. 30 °) e sapone neutro . Durante il lavaggio, se l' indumento ha velcro , devono attaccare insieme o tenerli chiusi. Asciugare a temperatura ambiente . Non stirare il negozio di abbigliamento. Il contatto con unguenti, creme, alcool e solventi possono danneggiare l' indumento .

CERTIFICATI DI QUALITÀ

Tutti i materiali utilizzati sono stati testati, sono conformi alle normative europee, sono di alta qualità e di offrire la massima sicurezza e comfort durante l'utilizzo. Öko -Tex Standard 100: tessile marchio di qualità ecologica assegnato dopo il completamento di un catalogo di criteri per l'analisi, che garantisce l'assenza di sostanze nocive per la salute. Certifica l' assenza di sostanze nocive in tutti i materiali con cui è realizzato un indumento.

AVVISO

Per smaltire il prodotto, utilizzare il contenitore dei rifiuti solidi. Per lo smaltimento del contenitore, a seconda del suo materiale, utilizzare il contenitore di carta / cartone o il contenitore di plastica. In ogni caso, devi rispettare rigorosamente le normative del paese. Qualsiasi incidente grave relativo al prodotto deve essere segnalato al produttore e all'autorità competente dello Stato membro in cui risiede l'utilizzatore e / o il paziente.

Manugrip

Prezado cliente, agradecemos sua confiança em um produto da EMO. Ao escolher uma órtese da marca Manugrip, você adquiriu um produto médico e sanitário de alta qualidade. Leia estas instruções cuidadosamente. Se tiver alguma questão, contate o seu médico ou o seu estabelecimento especializado.

REGULAMENTOS

O dispositivo médico está em conformidade com o Regulamento (UE) 2017/745 do Parlamento Europeu e do Conselho sobre dispositivos médicos e os respectivos regulamentos nacionais. Dispositivo médico de classe I, não estéril, sem função de medição.

DESCRIÇÃO E CARACTERÍSTICAS

O Manugrip MQ701 é um imobilizando cinta articulação do punho. Tem uma forma anatômica que estabiliza e imobiliza o conjunto mantendo a mobilidade dos dedos. Tecnicamente avançada: fabricação de micro- fusão evita pressão e arranhões como é feita sem costuras. Leve: materiais feitos de força máxima e espessura mínima. Ele incorpora placas de alumínio e removíveis forma: palmares, ulnar e radial. Colocação com uma única mão: correias de ajuste perto de si para facilitar o ajustamento colocación.El é feita através de algumas tiras que passam por fivelas mutiplican uma força de tração eo ajuste fácil. Tecido respirável espuma. Bilateral. S (14-18 cm) , L (18-22 cm)

INDICAÇÕES

Lesões do pulso -comum, sem fratura, imobilização controlada da instabilidade articular, articulação, síndrome do túnel do carpo, sinovite pós - operatório, artrose, entorses de repetição de pulso.

INSTRUÇÕES DE UTILIZAÇÃO E COLOCAÇÃO

O produto deve ser adaptado pelo protético ou pelo médico individualmente para cada paciente. A escolha correcta do tamanho é essencial para alcançar a eficácia máxima do tratamento e prolongar a vida útil da peça de vestuário . Solte as tiras e garantir sobre si mesmos. Verificar a conformação das tiras e adaptado à morfologia do paciente , se necessário. Digite a mão machucada e ajustar. O paciente pode entrar e sair do manguito sem mobilizar apenas a ponta, facilitando os exercícios de reabilitação e de higiene pessoal.

PRECAUÇÕES

Siga as instruções do fabricante para a colocação adequada da órtese. Siga as instruções ou recomendações do prescritor ou pessoal de saúde. Para uma adaptação personalizada, consulte um especialista. Se a dor persistir, é aconselhável entrar em contato com um profissional de saúde. Se tiver uma reação alérgica a remover o produto e consultar o médico prescritor. Não exponha a roupa para uma chama ou fonte de calor em temperaturas muito altas. Guarde à temperatura ambiente, de preferência, na embalagem original. Garantia no âmbito das leis.

LAVAGEM E MANUTENÇÃO

Lavar as mãos com água morna (máx. 30 °) e sabão neutro. Durante a lavagem , se a peça tem Velcro , eles devem ficar juntos , ou mantê-los fechados . Seca-se à temperatura ambiente. Não passar a ferro a loja de vestuário. O contacto com as pomadas, cremes álcool e solventes podem danificar a peça de vestuário.

CERTIFICADOS DE QUALIDADE

Todos os materiais utilizados foram testados, em conformidade com a regulamentação europeia, são de alta qualidade e oferecer o máximo de segurança e conforto durante o uso. Öko -Tex Standard 100: têxtil eco -label concedido após a conclusão de um catálogo de critérios de análise que garante a ausência de substâncias nocivas à saúde. Certifica a ausência de substâncias nocivas, em todos os materiais com os quais uma peça de vestuário é feita.

AVISO

Para descartar o produto, use o recipiente para resíduos sólidos. Para o descarte do recipiente, dependendo do material, utilize o recipiente de papel / papelão ou o recipiente de plástico. Em qualquer caso, você deve cumprir rigorosamente os regulamentos do país. Qualquer incidente grave relacionado com o produto deve ser comunicado ao fabricante e à autoridade competente do Estado-Membro em que o utilizador e / ou o doente se encontram estabelecidos.

Manugrip

Drogi kliencie , dziękujemy za zaufanie jakim obdarzyłeś produkty EMO. Wybierając produkt z linii Manugrip, zakupiłeś produkt wysokiej jakości i skuteczności medycznej. Przeczytaj te instrukcje uważnie. W przypadku wątpliwości skontaktuj się z lekarzem bądź specjalistą.

REGULAMIN

Wyrób medyczny jest zgodny z rozporządzeniem (UE) 2017/745 Parlamentu Europejskiego i Rady ds. Wyrobów Medycznych i odpowiednio przepisy krajowe. Wyrób medyczny klasy I, niejadalny, bez funkcja pomiarowa.

OPIS I CHARAKTERYSTYKA

Orteza MQ701 Manugrip stabilizuje nadgarstek. Ma anatomiczny kształt aby stabilizować i unieruchamiać staw nadgarstka umożliwiając ruchomość palców. Technologicznie zaawansowana produkcja: technologia bezszwowa pozwalająca uniknąć nadmiernego ucisku. Lekkość: maksymalna wytrzymałość materiału przy minimalnej grubości. Orteza zawiera aluminiowe szyny, wyjmowane, z możliwością dopasowania kształtu: dłoniowa, łokciowa i promieniowa. Można dopasować jedną reka: regulowane tasmę zapinane na rzep ułatwiają dopasowanie. Dopasowuje się używając tasm przechodzących przez klamki, aby zmniejszyć siłę potrzebną do dociągnięcia. Wycielenie z oddychającego materiału. Dwustronna- mierzymy obwód nadgarstka S (14-18 cm), L (18-22 cm)

WSKAZANIA

Urazy nadgarstka bez złaman, kontrolowane unieruchomienie nadgarstka, niestabilność stawu, zespół cięśni nadgarstka, zapalenie błon maziowej, degeneracyjna choroba zwyrodnieniowa stawów, nawracające skreć nadgarstka.

INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA I ZAKŁADANIA

Produkt powinien być dopasowany przez technika lub lekarza, indywidualnie dla każdego pacjenta. Prawidłowe dobranie rozmiaru jest kluczowe aby osiągnąć maksymalne efekty terapeutyczne i przedłużyć żywotność produktu. Zakładanie ortozy dzięki jej budowie jest bardzo proste. Pacjent może zakładać i ściągac ortezę bez wysiłku odpinając tylko końcówki, umożliwiając ćwiczenia rehabilitacyjne i higienę osobistą.

ŚRODKI OSTROŻNOŚCI

Postępuj zgodnie ze wskazówkami producenta

dotyczącymi prawidłowego umieszczenia ortozy. Postępuj zgodnie z instrukcjami lub zaleceniami lekarza lub personelu medycznego. Aby uzyskać spersonalizowaną adaptację, skonsultuj się ze specjalistą. W przypadku ciągłego bólu wskazane jest skontaktowanie się z lekarzem. Użyte materiały są hipoałergiczne, w przypadku wystąpienia reakcji alergicznej należy zaprzestac używania produktu i skonsultować się z lekarzem przepisującym produkt. Produkt powinien być założony tak, żeby kompresja nie była nadmierna. Nie wystawiać produktu na działanie ognia lub źródeł wysokich temperatur. Przechowywać w temperaturze pokojowej, najlepiej w oryginalnym opakowaniu. Gwarancja w ramach przepisów prawa. Poluzować paski i sprawdzić je. Sprawdzić prawidłowość pasków i ich dopasowanie do budowy pacjenta, jeśli to konieczne. Włożyć chora reke do ortozy i dopasować.

CZYSZCZENIE I KONSERWACJA

Prac ręcznie w letniej wodzie (max. 30 °) z użyciem neutralnych środków piorących. Podczas prania, jeśli produkt ma rzepy, muszą być sklejone i zamknięte. Suszyć w temperaturze pokojowej. Nie prasować. Kontakt z mascią, kremem, alkoholem i rozpuszczalnikami może zniszczyć produkt.

CERTYFIKATY JAKOŚCI

Wszystkie materiały które zostały użyte są przetestowane i są zgodne z obowiązującymi normami europejskimi, są wysokiej jakości i oferują maksymalne bezpieczeństwo i komfort podczas użytkowania. Öko -Tex Standard 100: textile eco-label certyfikat przyznawany po analizie spełnienia szeregu kryteriów, gwarantuje brak substancji szkodliwych dla zdrowia i zapewnia o braku szkodliwych substancji we wszystkich materiałach, z których wykonane są produkty.

OGŁOSZENIE

Aby użyć produktu, użyj pojemnika na odpady stałe. Dla utylizacji pojemnika w zależności od tego samego materiału, użyj pojemnika z pojemnik papierowy / tekturowy lub plastikowy. Na wszystkie przypadki muszą być ściśle przestrzegane przepisy krajowe. Każdy incydent poważna konieczność związana z produktem powiadomić producenta i odpowiednią władzę właściwy organ państwa członkowskiego, w którym użytkownik i / lub pacjent są ustalone.